

スコープ運搬トレイ

内視鏡使用後運搬時の感染対策に
“故障予防”をプラスした新アイテム



新発売

■フタつき容器で感染対策しながら故障予防

コネクター部など硬く鋭利な部分と蛇管部を分ける凹凸で干渉を防ぎ、運搬時の故障予防に役立ちます。軽くて持ち運びやすく、遠く離れた病棟や手術室からも汚れた内視鏡を患者さんの目に触れずに運搬できます。気持ちの負担も業務の負担も最小限に。

リッド



+

交換シート



+

トレイ



■汚れたら捨てるだけ

リッド、交換シート、トレイの3構成。
内視鏡運搬後は使った交換シートを廃棄し、新しい交換シートに換えて、次の内視鏡の運搬に備えます。
準備の時間を短縮して効率的に。

院内ルール通りに感染対策して運搬しているけれど、
こんな風に思ったことはありませんか？

バケツやビニール袋
に入れて運んでいるけど、ほんとうは内視鏡が壊れないか心配
なんだよなあ。

内視鏡使
用後にそのまま手持ちで運
んでいるから、患者さんやスタッ
フに触れないように気を遣う
なあ・・・

いま使っている
ケースがかさばって、
保管スペースがいくらあっても
足りない！



衣装ケースで
運んでいるけど、大きくて
重いし、扱いが大変
なのよね。

スコープ運搬トレイで内視鏡に優しく運びましょう！



保管スペースも最小限に



軽量なので手持ちでも、カートでも

製品名	入数	品番	JANコード
スコープ運搬トレイ リッド・トレイ	リッド3枚、トレイ3枚	S082301-085	4580330830752
スコープ運搬トレイ 交換シート	24枚	S082301-086	4580330830769
スコープ運搬トレイ スターターキット	リッド1枚、トレイ1枚、交換シート6枚	S082301-087	4580330830776

サ リッド 縦454mm×横590mm 重さ250g ※リユース可
イ トレイ 縦444mm×横580mm×深さ113mm 重さ550g ※リユース可
ス 交換シート 縦447mm×横583mm×深さ114mm 重さ80g ※再使用不可

素材 ポリプロピレン

ご注意

- ・本製品は内視鏡を使用後に持ち運ぶ際、内視鏡を保護し、運搬者や周辺の人・物への汚染を防止することを目的としています。それ以外の目的では使用しないでください。
- ・本製品は消毒済みの内視鏡の運搬には使用できません。
- ・一度使用した交換シートは、再使用せず、廃棄してください。
- ・ガウン・手袋・防護メガネ・フェイスマスクを着用して使用してください。
- ・過度に積み重ねて保管すると、本製品が破損する場合があります。

●仕様・外観および契約条件等については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ティメディクス株式会社

Tmedix

〒163-0914 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス
TEL:03-3349-8590 FAX:03-3349-8771
<http://www.tmedix.com/>

取扱販売店名