


# スコープ運搬トレイ



## ■フタつき容器で感染対策しながら故障予防

コネクター部など硬く鋭利な部分と蛇管部を分ける凹凸で干渉を防ぎ、運搬時の故障予防に役立ちます。軽くて持ち運びやすく、内視鏡室内使用に留まらず、遠く離れた病棟や手術室からも、汚れた内視鏡を患者さんの目に触れずに運搬できます。気持ちの負担も業務の負担も最小限に。



## ■汚れたら捨てるだけ

リッド、交換シート、トレイの3構成。  
内視鏡運搬後は使った交換シートを廃棄し、新しい交換シートに換えて、次の内視鏡の運搬に備えます。  
準備の時間を短縮して効率的に。

院内ルール通りに感染対策して運搬しているけれど、  
こんな風に思ったことはありませんか？

より詳しい製品情報は  
WEB でご確認ください



バケツやビニール袋  
に入れて運んでいるけど、ほんと  
うは内視鏡が壊れないか心配  
なんだよなあ。



内視鏡使用後  
にそのまま手持ちで運んでい  
るから、患者さんやスタッフに触れ  
ないように気を遣うなあ・・・

いま使っている  
ケースがかさばって、  
保管スペースがいくらあっても  
足りない！



衣装ケースで  
運んでいるけど、大きくて  
重いし、扱いが大変  
なのよね。

## スコープ運搬トレイで内視鏡に優しく運びましょう！



軽量なので手持ちも OK 保管スペースは最小限に 洗浄待機の重ね置きにも

製品名	入数	品番	JAN コード
スコープ運搬トレイ リッド・トレイ	リッド 3 枚、トレイ 3 枚	S082301-085	4580330830752
スコープ運搬トレイ 交換シート	24 枚	S082301-086	4580330830769
スコープ運搬トレイ スターターキット	リッド 1 枚、トレイ 1 枚、交換シート 6 枚	S082301-087	4580330830776

サ リッド 縦 454mm×横 590mm 重さ 250g ※リユース可  
イ トレイ 縦 444mm×横 580mm×深さ 113mm 重さ 550g ※リユース可  
ズ 交換シート 縦 447mm×横 583mm×深さ 114mm 重さ 80g ※再使用不可

素材 ポリプロピレン

### ご注意

- ・本製品は内視鏡を使用後に持ち運ぶ際、内視鏡を保護し、運搬者や周辺の人・物への汚染を防止することを目的としています。それ以外の目的では使用しないでください。
- ・本製品は消毒済みの内視鏡の運搬には使用できません。
- ・一度使用した交換シートは、再使用せず、廃棄してください。
- ・ガウン・手袋・防護メガネ・フェイスマスクを着用して使用してください。
- ・過度に積み重ねて保管すると、本製品が破損する場合があります。

●仕様・外観および契約条件等については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ティメディクス株式会社

**Tmedix**

〒163-0914 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス  
TEL:03-3349-8590 FAX:03-3349-8771  
<http://www.tmedix.com/>

取扱販売店名